

**REMOVE THE TRANSPORT LOCK!
TRANSPORTSICHERUNG ENTFERNEN!
RETIREZ LE VERROUILLAGE POUR LE TRANSPORT !
¡RETIRE EL BLOQUEO DE TRANSPORTE!
VERWIJDER DE TRANSPORTVERGRENDELING!**

Science Infinity Microscope/Mikroskop/Microscopio/Microscop

Art. No. 5760700

ATTENTION! Remove the screws (T1, T2 and T3) for transport lock before using the microscope. Please refer to the following illustrations for the position of the screw(s)! Use the Allen key included in the scope of delivery.

ACHTUNG! Entfernen Sie die Schrauben (T1, T2 und T3) zur Transportsicherung bevor Sie das Mikroskop benutzen. Die Position der Schrauben entnehmen Sie bitte den folgenden Abbildungen! Benutzen Sie hierfür den Innensechskantschlüssel, der im Lieferumfang enthalten ist.

ATTENTION ! Retirez les vis (T1, T2 et T3) du verrouillage pour le transport avant d'utiliser le microscope. Reportez-vous aux illustrations suivantes pour connaître la position de la ou des vis ! Utilisez la clé Allen incluse dans la livraison.

¡ATENCIÓN! Retire los tornillos (T1, T2 y T3) de bloqueo de transporte antes de usar el microscopio. Por favor, revise las siguientes ilustraciones para ver la posición de los tornillos Utilice la llave Allen incluida en la entrega.

LET OP! Verwijder de schroeven (T1, T2 en T3) van de transportvergrendeling voordat u de microscoop gebruikt. Raadpleeg de volgende afbeeldingen voor de positie van de schroeven! Gebruik de meegeleverde inbussleutel.

